

## Информация за изследване

Наименование:	<b>CERTEST Rotavirus + Adenovirus</b>
Клинични показания:	Остър гастроентерит при кърмачета и малки деца със загуба на течности-повръщане и диария .
Референтни интервали:	Положителен/неположителен
Метод на определяне:	имунохроматографски тест за детекция на антигени на ротавируси и аденовируси във фецес.
Материал за изследване:	Фецес - необходимо количество: около 1 гр. (грахово зърно) или $\geq 2.0$ мл. (при течни изпражнения). Пробата за микробиологично изследване се отделя в стерилен контейнер . Да се избягва контаминиране на пробата с урина. Транспортират се до лабораторията, като може да се съхраняват в хладилник на 2- 8°C до 2 дни.
Срок за изработване:	ежедневно, технологично време около 1ч.
Цена:	20 лв.

за допълнителна информация ползвайте

[www.bodimed.com](http://www.bodimed.com)