

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА АГ СПЕЦИАЛИСТА,
КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ВЗИМАНЕ НА МАТЕРИАЛ
ЗА СКРИНИНГ НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА**

Изискванията на лабораторията за ранна диагностика на Рака на Маточната Шийка (РМШ) към получаваните материали са следните:

1. Преди да се взима клетъчен материал да се отстранява слузта от маточната шийка. В противен случай клетките, които се вземат са недостатъчни за адекватно заключение.
2. При конвенционалните цитонамазки е необходимо материалът да се взима с четка (или шпатула) и да се разстила по цялото протежение на предметното стъкло – по едно стъкло за клетките от цервикалния канал и едно стъкло от порциото, евентуално и трето стъкло от заден влагалищен свод. След разстилането на клетките върху предварително надписаните стъкла е необходимо да се фиксира материалът с спрей, който изпълнява и функцията на дезинфектант.
3. При течно базираната цитология е изключително важно да се следват стриктно инструкциите за взимане на клетъчен материал с четката – отстраняване на слузта, поставяне на четката и завъртане последователно във всяка посока на часовниковата стрелка по 5-10 пъти, последвано от въвеждане на четката по-дълбоко в цервикалния канал с повторно завъртане в двете посоки отново по 5-10 пъти, изваждане на четката и внимателно отделяне на клетките от нея в транспортния контейнер с консервиращ разтвор чрез неколккратно изплакване в него до пълното ѝ изчистване. Ако е необходимо може върхът на четката да се потопи в разтвора и да се изпрати с контейнера за изследване. В лабораторията клетките ще бъдат отделени с механична бъркалка – т.нар. вортекс.
4. Ясна идентификация на материала – предметните стъкла с цитонамазките и/или контейнерът и фишът (искането за цитологично изследване) да бъдат идентифицирани по един и същи начин – код или име.