

Информация за изследване

Наименование:	Real-time PCR Полово предавани инфекции
Информация за изследването:	Качествен мултиплекс Real-time PCR тест за детекция на следните патогени: 1.Chlamydia trachomatis 2.Neisseria gonorrhoeae 3.Mycoplasma genitalium 4.Mycoplasma hominis 5.Trichomonas vaginalis 6.Ureaplasma parvum 7.Ureaplasma urealyticum
Преданалитични изисквания:	Предимства: <ul style="list-style-type: none">✓ Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод.✓ Директно откриване наличието на патогена в биологични проби.✓ Определя уникален, високо консервативен участък от ДНК.✓ Автоматизиран процес на екстракция и амплификация, бързина и качество на получения резултат. Представява in vitro тест за детекция на бактериална нуклеинова киселина в проби от: УРИНА – около 15мл. от първата порция на първа сутрешна урина. Пробата се взема и транспортира в стерилен контейнер с винтова капачка. ЦЕРВИКАЛЕН/ ВАГИНАЛЕН/ УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ Пробата се взема с тампон от специалист и се поставя в течна транспортна среда. Може да се съхрани до 48ч. на стайна температура. Тампон и среда може да бъдат получени от пунктовете на лаборатория Бодимед. <i>Всяко вземане, съхранение, транспортиране извън посочените параметри би довело до възможна недостоверност на получения резултат.</i>
Използван тест/платформа	Viasure/ CerTest/ Biotec/ Quantstudio 5/Applied biosystems Sexually transmitted diseases, CE, IVD
Срок за изработване:	Проби за анализ се приемат всеки работен ден. Резултат - еднократно седмично (сряда)
Цена	100,00 лв