

## Инструкция за събиране на слюнка със **Salivette®**

Съберете слюнката в периода предписан от Вашия лекар. Ако не са ви дадени специални инструкции, се препоръчва трикратно събиране както следва:

- Първа проба - сутрешна, между 6 - 10 ч.
- Втора проба - следобедна, между 16 и 20 ч.
- Трета проба - вечерна (нощна), между 23:30 и 00:30 ч.

Слюнката се събира сутрин преди да измиете зъбите си. През деня, събирането на слюнка се провежда не по-рано от 30 мин. след хранене или пиене на течности за да се избегне контаминация с интерфериращи субстанции.

1) Отстранете капачката на „Salivette®“ (снимка № 1).



2) Извадете **САМО** тампона. Поддържащата вложка (по-малката епруветка) трябва да остане в голямата епруветка (снимка № 2).



3) Леко дъвчете тампона поне 1 мин. За всеки случай, задръжте още малко тампона в устата си, докато почувствате необходимост да изплюете насъбралата се слюнка. **Събирането на достатъчно материал е ключово за изследването!**



4) Сега върнете напоения тампон в поддържащата вложка и затворете плътно с капачката (снимки № 4 и 5).

**ВАЖНО: поддържащата вложка трябва да остане в епруветката!**



**Надпишете съдчето с Вашите данни. Отбележете точния час на събирането.** Сега „Salivette®“ може да бъде доставена в лабораторията. Ако това не може да стане веднага или събирате няколко проби за денонощието, съхранете „Salivette®“ в хладилник!



**Важна бележка:** Да не се използва при деца под 3 год. и при пациенти с повишен риск от задавяне.  
**САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА !**