

Информация за изследване

Наименование:

Информация за изследването:

Real-time PCR Полово предавани инфекции

Качествен мултиплекс Real-time PCR тест за детекция на следните патогени:

1. *Chlamydia trachomatis*
2. *Neisseria gonorrhoeae*
3. *Mycoplasma genitalium*
4. *Mycoplasma hominis*
5. *Trichomonas vaginalis*
6. *Ureaplasma parvum*
7. *Ureaplasma urealyticum*

Предимства:

- ✓ Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод.
- ✓ Директно откриване наличието на патогена в биологични проби.
- ✓ Определя уникален, високо консервативен участък от ДНК.
- ✓ Автоматизиран процес на екстракция и амплификация, бързина и качество на получения резултат.

Преданалитични изисквания:

Представява *in vitro* тест за детекция на бактериална нуклеинова киселина в проби от:

УРИНА – около 15мл. от първата порция на първа сутрешна урина. Пробата се взема и транспортира в стерилен контейнер с винтова капачка.

ЦЕРВИКАЛЕН/ ВАГИНАЛЕН/ УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ

Пробата се взема с тампон от специалист и се поставя в течна транспортна среда. Може да се съхрани до 48ч. на стайна температура. Тампон и среда може да бъдат получени от пунктовете на лаборатория Бодимед.

Всяко вземане, съхранение, транспортиране извън посочените параметри би довело до възможна недостоверност на получения резултат.

Използван тест/платформа

Viasure/ CerTest/ Biotec/ Quantstudio 5/Applied biosystems
Sexually transmitted diseases, CE, IVD

Срок за изработване:

Проби за анализ се приемат всеки работен ден. Резултат - еднократно седмично (сряда)

Цена

100,00 лв

за допълнителна информация ползвайте www.bodimed.com

Съставил:

д-р Н. Минаева

Версия:

01

Дата:

09.04.2021 г.