

Информация за изследване

Наименование:	CERTEST Rotavirus + Adenovirus
Клинични показания:	Остър гастроентерит при кърмачета и малки деца със загуба на течностиповръщане и диария.
Референтни интервали:	Положителен/неположителен
Метод на определяне:	Имунохроматографски тест за детекция на антигени на ротавируси и аденовируси във фецес.
Материал за изследване:	Фецес - необходимо количество: около 1 гр. (грахово зърно) или ≥ 2.0 мл. (при течни изпражнения). Пробата за микробиологично изследване се отделя в стерилен контейнер. Да се избягва контаминиране на пробата с урина. Транспортират се до лабораторията, като може да се съхраняват в хладилник на 2- 8°C до 2 дни.
Срок за изработване:	Ежедневно, технологично време около 1ч.
Цена:	22 лв.

за допълнителна информация ползвайте www.bodimed.com

Съставил:	Д-р Валика Борисова
Версия:	0 1
Дата:	27.03.2018 г.