

Информация за изследване

Наименование:	HELICOBACTER PYLORI AG
Информация за изследването:	Качествено определяне на антиген на <i>H.pylori</i> в човешки фекални проби, чрез хемилуминесцентен имунологичен анализ (CLIA).
Тестът е подходящ за :	<p>Тестът е предназначен за подпомагане диагностицирането на пациенти с вероятна инфекция с <i>H.pylori</i>, както и за проследяване на ефекта от приложено лечение. Резултатите от анализа следва да се използват в съчетание с допълнителни клиничко-лабораторни данни, в помощ на клинициста при взимане на решения по отношение на лечението на пациентите.</p> <p>Резултатът се изразява в индексна стойност (цифров израз), според която се класифицира като положителен или отрицателен (качествен израз). За гранична стойност разграничаваща наличието или отсъствието на антиген на <i>H. Pylori</i> се приема индексна стойност 1,0. Границата на теста е изчислена въз основа на резултати от пациентски проби в популации, предварително определени като положителни или отрицателни за <i>H. Pylori</i>. Величината на рапортуваната индексна стойност не е показателна за количеството антиген, налично в пробата.</p>
Използван тест/платформа:	Liaison Meridian HPylori SA, Diasorin/Liaison Analyzer
Материал за изследване:	Прясна фекална проба, взета в стерилен контейнер, без консерванти.
Аналитична чувствителност:	Референтен интервал 0-1.0 индексна стойност. Стойности < 0.9- отрицателен Стойности между 0.9-1.1 нееднозначен/граничен/-повторно тестване с нова проба Стойности ≥ 1.1 – положителен
Срок за изработване:	Проби за анализ се приемат всеки работен ден. Резултатите се валидират до 24ч. от постъпването на пробите в централната лаборатория в София.
Цена:	40,00 лв.

за допълнителна информация ползвайте www.bodimed.com

Съставил:	Д-р С. Борисова
Версия:	0 1
Дата:	05.01.2024г